

資料

検体の安定性

〈生化学的検査〉			総鉄結合能(TIBC)		
総蛋白	冷蔵	7日	不飽和鉄結合能(UIBC)	冷蔵	7日
アルブミン	冷蔵	7日	総ビリルビン	遮光・冷蔵	7日
蛋白分画	冷蔵	7日	直接ビリルビン	遮光・冷蔵	7日
尿素窒素	冷蔵	7日	胆汁酸	冷蔵	7日
尿酸	冷蔵	7日	ヘモグロビンF	冷蔵	7日
クレアチニン	冷蔵	7日	ヒアルロン酸	冷蔵	7日
クレアチン	冷蔵	14日	アミノ酸分画	凍結-40℃	30日
アンモニア	凍結	2日	ハイドロキシプロリン	凍結-40℃	30日
AST	冷蔵	7日	β-カロチン	遮光・凍結	10日
ALT	冷蔵	7日	ビタミンA	遮光・凍結	10日
ALP	冷蔵	7日	レチノール結合蛋白	冷蔵	7日
LD	冷蔵	7日	ビタミンB12	凍結	30日
LAP	冷蔵	7日	葉酸	凍結	30日
コリンエステラーゼ (C h E)	冷蔵	7日	1、25OH ₂ ビタミンD	凍結	90日
γ-G T	冷蔵	7日	〈内分泌学的検査〉		
グアナーゼ	冷蔵	7日	GH	冷蔵	14日
アデノシンデアミナーゼ(ADA)	冷蔵	7日	ソマトメジンC	凍結	21日
アミラーゼ	冷蔵	7日	LH	冷蔵	7日
リパーゼ	冷蔵	7日	FSH	冷蔵	7日
CK	冷蔵	7日	プロラクチン	冷蔵	7日
アルドラーゼ	冷蔵	3日	TSH	冷蔵	7日
アンギオテンシンI 転換酵素	冷蔵	28日	ACTH	凍結	30日
ALPアイソザイム	冷蔵	7日	サイロキシン(T4)	冷蔵	7日
LDアイソザイム	冷蔵	3日	遊離サイロキシン	冷蔵	7日
アミラーゼアイソザイム腓型	冷蔵	7日	トリヨードサイロニン(T3)	冷蔵	7日
アミラーゼアイソザイム	冷蔵	7日	遊離トリヨードサイロニン	冷蔵	7日
CK-MB	冷蔵	7日	サイロクロブリン	冷蔵	7日
CK アイソザイム	凍結	4日	TSHレセプター抗体	冷蔵	7日
グルコース	冷蔵	3日	カルシトニン	凍結	5日
H b A 1 c (ヘモグロビンA 1 c)	冷蔵	5日	インスリン	冷蔵	3日
1,5 A G	冷蔵	5日	C-ペプチド	冷蔵	5日
ケトン体	冷蔵	3日	カテコールアミン分画	凍結	30日
乳酸	凍結	30日	カテコールアミン分画(尿)	凍結	28日
ビルビン酸	凍結	30日	サイクリックAMP (血中)	凍結	30日
総コレステロール	冷蔵	7日	〈腫瘍マーカー〉		
遊離コレステロール	冷蔵	7日	AFP	冷蔵	7日
H D L コレステロール	冷蔵	7日	CEA	冷蔵	7日
コレステロール分画	冷蔵	7日	シフラ	冷蔵	7日
中性脂肪	冷蔵	7日	CA19-9	冷蔵	7日
リン脂質	冷蔵	7日	DUPAN-2	冷蔵	7日
アポリポ蛋白	冷蔵	7日	SLX抗原	冷蔵	7日
RLP-コレステロール	冷蔵	5日	NCC-ST439	冷蔵	7日
ナトリウム	冷蔵	7日	BFP	冷蔵	7日
カリウム	冷蔵	7日	BCA -225	冷蔵	7日
クロール	冷蔵	7日	CA72-4	冷蔵	3日
浸透圧	冷蔵	5日			
カルシウム	冷蔵	7日			
無機リン	冷蔵	7日			
マグネシウム	冷蔵	14日			
鉄(Fe)	冷蔵	14日			
銅(Cu)	冷蔵	14日			

資料

検体の安定性

〈薬物検査〉			α 2-PIC	凍結	1日
フェニトイン	冷蔵	7日	フォン・ウィルブランド因子	凍結	20日
フェノバルビタール	冷蔵	7日	プロテインC抗原量	凍結	30日
ブリミドン	冷蔵	7日	プロテインS	凍結	30日
カルバマゼピン	冷蔵	7日	PAI - 1	凍結	14日
パルプロ酸	冷蔵	7日	第II因子	凍結	21日
エトスクシミド	冷蔵	28日	第V因子	凍結	21日
ゾニサミド	冷蔵	7日	第VII因子	凍結	21日
リチウム	冷蔵	7日	第VIII因子	凍結	21日
テオフィリン	冷蔵	7日	第IX因子	凍結	21日
ジゴキシン	冷蔵	7日	第X因子	凍結	21日
メトトレキサート	冷蔵	7日	第XI因子	凍結	21日
〈血漿蛋白〉			第XII因子	凍結	21日
IgG	冷蔵	7日	第XIII因子	凍結	21日
IgA	冷蔵	7日	血小板第4因子	凍結	30日
IgM	冷蔵	7日	β -トロンボグロブリン	凍結	30日
非特異的 Ig E	冷蔵	7日			
CRP (定量)	冷蔵	14日			
α 1アンチトリプシン	冷蔵	7日			
α 1酸性糖蛋白	冷蔵	7日			
α 2マクログロブリン	冷蔵	28日			
セルロプラスミン	冷蔵	7日			
トランスフェリン	冷蔵	7日			
ハプトグロビン	冷蔵	7日			
クリオグロブリン	凍結	30日			
ヘモペキシン	凍結	30日			
β 2-マクログロブリン	冷蔵	7日			
フェリチン	冷蔵	7日			
ミオグロビン	凍結	30日			
C3	冷蔵	7日			
C4	冷蔵	7日			
〈肝炎ウイルス抗原・抗体〉					
HBs 抗原	冷蔵	7日			
HBs 抗体	冷蔵	7日			
HB e 抗原	冷蔵	7日			
HB e 抗体	冷蔵	7日			
HB c 抗体	冷蔵	7日			
HB c - Ig M抗体	冷蔵	7日			
HA - Ig G抗体	冷蔵	7日			
HA - Ig M抗体	冷蔵	7日			
〈血液学的検査〉					
末梢血液像 (鏡検法)	室温	7日			
PT	凍結	30日			
APTT	凍結	30日			
フィブリノゲン	凍結	30日			
フィブリンモノマー複合体	凍結	30日			
FDP	冷蔵	1日			
Dダイマー	冷蔵	1日			
TAT	冷蔵	1日			
プラスミノゲン活性	凍結	14日			
アンチトロンビン活性	冷蔵	1日			
α 2プラスミンインヒビター	凍結	14日			