

感染症・ウイルス検査

No. 1



ウイルス抗体

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量(mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患				
3605	5F150-1430-023-141 8型	CF	1	冷蔵	4~7	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】アデノウイルス感染症 咽頭炎・結膜炎・急性気道疾患 ウイルス性肺炎・流行性角結膜炎 腸重積症・出血性膀胱炎・発疹 *咽頭結膜炎(プール熱):3-4 7-14型等 *咽頭炎・扁桃炎:1-2-5型 *流行性角結膜炎:8-19型等 *上気道感染:1-2-3-4-6-7型等 *胃腸炎:31-40-41型 *小児胃腸炎:2-3型等 *出血性膀胱炎:11-21型				
3686	5F150-1430-023-111 1型	HI			5~8		HI	8未満 倍						
3746	5F151-1430-023-151 2型	NT			8~12		NT	4未満						
3747	5F152-1430-023-151 3型													
3722	5F153-1430-023-151 4型													
3748	5F154-1430-023-151 5型													
3749	5F155-1430-023-151 6型													
3750	5F156-1430-023-151 7型													
3723	5F157-1430-023-151 8型													
3724	5F158-1430-023-151 11型													
3725	5F161-1430-023-151 19型													
3726	5F169-1430-023-151 21型													
2338	5F171-1430-023-151										倍			
3618	5F313-1430-023-141 3型										CF	1	冷蔵	4~7
3619	5F314-1430-023-141 4型													
3620	5F316-1430-023-141 6型													
3621	5F317-1430-023-141 7型													
3622	5F317-1430-023-141 9型													
3623	5F319-1430-023-141 11型													
3667	5F321-1430-023-141 3型	HI	5~8	HI	8未満									
3670	5F313-1430-023-111 7型													
3672	5F317-1430-023-111 11型													
3673	5F321-1430-023-111 12型	NT	8~12	NT	4未満									
3732	5F322-1430-023-111 1型													
3733	5F311-1430-023-151 3型													
3734	5F313-1430-023-151 4型													
3731	5F314-1430-023-151 5型													
3735	5F315-1430-023-151 6型													
3736	5F316-1430-023-151 7型													
3737	5F317-1430-023-151 9型													
3738	5F319-1430-023-151 11型													
3727	5F321-1430-023-151 12型													
3739	5F322-1430-023-151 13型													
3728	5F323-1430-023-151 14型													
3743	5F324-1430-023-151 16型													
3740	5F326-1430-023-151 17型													
3744	5F327-1430-023-151 18型													
3745	5F328-1430-023-151 19型													
3687	5F329-1430-023-151 21型													
3688	5F331-1430-023-151 22型													
3689	5F332-1430-023-151 24型													
3741	5F334-1430-023-151 25型													
3742	5F335-1430-023-151 30型	倍												

※CF法、HI法、NT法は髄液で測定可能です。検体量 0.4mL 容器 No.35 基準値 1倍未満



ウイルス抗体

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量(mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患
3629	A7型 5F287-1430-023-141	CF	1	冷蔵	4~7	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】コクサッキーウイルス感染症 *無菌性髄膜炎:A2~7・9・ 10・16・18、B1~6型 *流行性胸腺痛(ボーンホルム病) :B1~6型 *手足口病:A5・9・10・16型 *ヘルパンギーナ:A2~7・10型 *心内膜炎:B1~5型 *麻疹:A2・7・9、B1~5型 *発疹:A2・4・5・9・16、 B1・3・4・5型 *呼吸器疾患:A2~7・10、 B1~6型
3630	A9型 5F289-1430-023-141									
3631	A16型 5F290-1430-023-141									
3634	B1型 5F301-1430-023-141									
3635	B2型 5F302-1430-023-141									
3636	B3型 5F303-1430-023-141									
3637	B4型 5F304-1430-023-141									
3638	B5型 5F305-1430-023-141									
3639	B6型 5F306-1430-023-141									
3707	A2型 5F282-1430-023-151									
9269	A3型 5F283-1430-023-151									
3711	A5型 5F285-1430-023-151									
3712	A6型 5F286-1430-023-151									
3708	A7型 5F287-1430-023-151									
3709	A9型 5F289-1430-023-151									
3706	A10型 5F290-1430-023-151									
3710	A16型 5F296-1430-023-151									
3713	B1型 5F301-1430-023-151									
3714	B2型 5F302-1430-023-151									
3715	B3型 5F303-1430-023-151									
3716	B4型 5F304-1430-023-151									
3717	B5型 5F305-1430-023-151									
3718	B6型 5F306-1430-023-151									
3611	日本脳炎 5F385-1430-023-141	CF	血清 0.3	1	冷蔵	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】日本脳炎ウイルス感染症
3651	日本脳炎 5F385-1430-023-111	HI	血清 0.5				HI	10未満 倍		

※CF法、HI法、NT法は髄液で測定可能です。検体量 0.4mL 容器 No.35 基準値 1倍未満


※ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって同一検体について、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみを算定する。
同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。

※ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

- | | | |
|----------------|------------------|--------------|
| ・アデノウイルス | ・インフルエンザウイルスB型 | ・ポリオウイルスⅢ型 |
| ・コクサッキーウイルス | ・ムンプスウイルス | ・RSウイルス |
| ・サイトメガロウイルス | ・パラインフルエンザウイルスⅠ型 | ・風疹ウイルス |
| ・EBウイルス | ・パラインフルエンザウイルスⅡ型 | ・麻疹ウイルス |
| ・エコーウイルス | ・パラインフルエンザウイルスⅢ型 | ・日本脳炎ウイルス |
| ・ヘルペスウイルス | ・ポリオウイルスⅠ型 | ・オーム病クラミジア |
| ・インフルエンザウイルスA型 | ・ポリオウイルスⅡ型 | ・水痘・帯状疱疹ウイルス |

感染症・ウイルス検査

No. 1



ウイルス抗体

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量 (mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患
3601	インフルエンザ A 5F400-1430-023-141	血清 各0.3	1	冷蔵	4~7	各79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】インフルエンザウイルス感染症 ワクチン接種後
3602	インフルエンザ B 5F410-1430-023-141		1	冷蔵	4~7			4未満 倍		
3654	インフルエンザ流行予測株 5F400-1430-023-111	HI	1	冷蔵	5~8	79×2 免疫	HI	10未満 倍		
3679	1型 5F421-1430-023-111	血清 各0.3	1	冷蔵	5~6	各79 免疫	HI	10未満 倍		【陽性】パラインフルエンザ感染症 1~3型:上気道炎・肺炎・ 毛細気管支炎クループ 4型:軽い上気道疾患・ インフルエンザ様症状
3680	2型 5F422-1430-023-111									
3681	3型 5F423-1430-023-111									
3682	4型 5F424-1430-023-111									
3729	エンテロウイルス 70型 5F270-1430-023-151	血清 各0.3	1	冷蔵	7~12		NT	4未満 倍		【陽性】エンテロウイルス感染 *手足口病:71型 *急性出血性結膜炎:70型
3730	エンテロウイルス 71型 5F271-1430-023-151		1	冷蔵	7~12		NT	4未満 倍		
3616	オーム病クラミジア 5E026-0000-023-141	血清 0.3	1	冷蔵	4~6	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】クラミドフィラ・シタタン感染
3614	RSウイルス 5F430-1430-023-141	血清 各0.3	1	冷蔵	4~6	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】RSウイルス感染症 乳児急性気道感染症・気管支炎 細気管支炎・上気道炎・肺炎・脳症
3701	RSウイルス 5F430-1430-023-151		1	冷蔵	8~12		NT	4未満 倍		

感染症ウイルス検査 / 自己抗体検査