

ウイルス抗体

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量(mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患							
3629	A7型 5F287-1430-023-141	CF	1	冷蔵	5~7	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】コクサッキーウイルス感染症 *無菌性髄膜炎:A2~7・9・10・16・18・B1~6型 *流行性胸膜痛(ボーンホルム病):B1~6型 *手足口病:A5・9・10・16型 *ヘルパンギーナ:A2~7・10型 *心内膜炎:B1~5型 *麻痺:A2・7・9、B1~5型 *発疹:A2・4・5・9・16、B1・3・4・5型 *呼吸器疾患:A2~7・10、B1~6型							
3630	A9型 5F289-1430-023-141																
3631	A16型 5F286-1430-023-141																
3634	B1型 5F301-1430-023-141																
3635	B2型 5F302-1430-023-141																
3636	B3型 5F303-1430-023-141																
3637	B4型 5F304-1430-023-141																
3638	B5型 5F305-1430-023-141																
3639	B6型 5F306-1430-023-141																
3707	A2型 5F282-1430-023-151																
9269	A3型 5F283-1430-023-151																
3711	A5型 5F285-1430-023-151																
3712	A6型 5F286-1430-023-151																
3708	A7型 5F287-1430-023-151																
3709	A9型 5F289-1430-023-151																
3706	A10型 5F290-1430-023-151	NT	1	冷蔵	8~12	NT	4未満 倍										
3710	A16型 5F286-1430-023-151																
3713	B1型 5F301-1430-023-151																
3714	B2型 5F302-1430-023-151																
3715	B3型 5F303-1430-023-151																
3716	B4型 5F304-1430-023-151																
3717	B5型 5F305-1430-023-151																
3718	B6型 5F306-1430-023-151																
3611	日本脳炎 5F385-1430-023-141									CF	血清 0.3	1	冷蔵	79 免疫	CF	4未満 倍	【陽性】日本脳炎ウイルス感染症
3651	日本脳炎 5F385-1430-023-111									HI	血清 0.5				5~8	HI	

※CF法、HI法、NT法は髄液で測定可能です。検体量 0.4mL 容器 No.35 基準値 1倍未満

※ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)に当たって同一検体について、同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても所定点数のみを算定する。同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。

※ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。

- | | | |
|-------------|--------------------|--------------|
| ・アデノウイルス | ・インフルエンザウイルスA型 | ・RSウイルス |
| ・コクサッキーウイルス | ・インフルエンザウイルスB型 | ・風疹ウイルス |
| ・サイトメガロウイルス | ・ムンプスウイルス | ・麻疹ウイルス |
| ・EBウイルス | ・パラインフルエンザウイルスI型 | ・日本脳炎ウイルス |
| ・エコーウイルス | ・パラインフルエンザウイルスII型 | ・オーム病クラミジア |
| ・ヘルペスウイルス | ・パラインフルエンザウイルスIII型 | ・水痘・帯状疱疹ウイルス |

感染症・ウイルス検査

ウイルス抗体

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量 (mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患
3601	インフルエンザ A 5F400-1430-023-141	血清 各0.3	1	冷蔵	5~7	各79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】インフルエンザウイルス感染症 ワクチン接種後
3602	インフルエンザ B 5F410-1430-023-141									
3654	インフルエンザ流行予測株 5F399-1430-023-111	血清 0.3	1	冷蔵	5~8	79×2 免疫	HI	10未満 倍		
3679	パラインフルエンザ 1型 5F421-1430-023-111	血清 各0.3	1	冷蔵	5~6	各79 免疫	HI	10未満 倍		【陽性】パラインフルエンザ感染症 1~3型:上気道炎・肺炎 毛細気管支炎グループ 4型:軽い上気道疾患 インフルエンザ様症状
3680	パラインフルエンザ 2型 5F422-1430-023-111									
3681	パラインフルエンザ 3型 5F423-1430-023-111									
3729	エンテロウイルス 70型 5F270-1430-023-151	血清 各0.3	1	冷蔵	7~12		NT	4未満 倍		【陽性】エンテロウイルス感染 *手足口病:71型 *急性出血性結膜炎:70型
3730	エンテロウイルス 71型 5F271-1430-023-151									
3616	オーム病クラミジア 5E026-0000-023-141	血清 0.3	1	冷蔵	4~6	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】クラミドフィラ・シタタン感染
3614	RSウイルス 5F430-1430-023-141	血清 各0.3	1	冷蔵	5~7	79 免疫	CF	4未満 倍		【陽性】RSウイルス感染症 乳児急性気道感染症・気管支炎 細気管支炎・上気道炎・肺炎・脳症
3701	RSウイルス 5F430-1430-023-151						NT	4未満 倍		

感染症・ウイルス検査 / 自己抗体検査

