


《便中ヘモグロビン採便手順》


- ① 袋に入っている容器と説明書を取り出します。
- ② 容器は青ラベル(1回目用)と赤ラベル(2回目用)の2本入っています。
- ③ 容器のラベルと袋の表に氏名、採取日、時間を記入します。(1回目・2回目とも同様です)
- ④ 便器に必ず袋に入っている採取用ペーパー敷を敷き、その上に排便してください。
また、便は水に濡れないよう注意してください。便の採取は水に濡れていない部分を採取してください。
採取用ペーパーは水に溶ける材質ですので、そのまま流してください。
- ⑤ 採取は容器の上部(キャップ)を回して引き抜きます。
先端の溝すべてが便で埋まる様に便の表面をこすり取り、容器に戻してください。
容器がしっかり閉まっていることを確認してください。
- ⑥ 容器を提出用の袋に入れて、医療機関にご提出ください。
(採取後の保存は冷蔵です)

青:1回目 赤:2回目



水が多いタイプ

トイレットペーパーを3~4重におり水面に敷き、その上にトレールペーパーを載せてください。



水が少ないタイプ

トイレットペーパーはいりません。
トレールペーパーを水面がかくれるようにしてください。

