

便検査

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量(mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患
3936	便ヘモグロビン定性(LA) 1B040-1351-015-062		52	冷蔵 4日	2~3	37 尿・便	LA	(-)		【陽性】下部消化器系出血 (潰瘍・大腸癌)・腸閉塞
9651	便ヘモグロビン定量(LA) 1B040-1352-015-062		52	冷蔵 4日	2~3	41 尿・便	LA	100以下 ng/mL		
2797	便中Hb/Tf (ヘモグロビン・トランスフェリン) 1B042-0000-015-064	糞便適宣	53 (専用)	冷蔵	3~5	56 尿・便	金コロイド法	ヘモグロビン 100未満 ng/mL トランスフェリン 50未満 ng/mL		【陽性】消化管の潰瘍性疾患 下部消化管の潰瘍性疾患 悪性腫瘍・ポリープ・痔出血 月経血等の混入など
6802	虫卵(塗抹法) 1B010-0000-015-701	糞便指頭大	34	冷蔵 2日	2~3	20 尿・便	薄層塗抹法	(-)		【陽性】回虫・広節裂頭条虫
6803	虫卵(集卵法) 1B015-0000-015-701	糞便指頭大	34	冷蔵 2日	2~3	15 尿・便	浮遊法	(-)		【陽性】鉤虫類・東洋毛絨線虫

6	尿一般	
34	採便	
52	便ヘモグロビン	
53	便中Hb・Tr	
75	IV型コラーゲン(尿)	