



検査採取容器変更のお知らせ





ISO15189:2012
認定取得

2023年5月

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、一部の容器を変更させていただきたくご案内申し上げます。
なお、変更時期は6月上旬より順次変更を予定していますが、現容器の在庫状況により僅かに前後する場合がございます。その点あしからずご了承の程、よろしくお願いたします。

敬白

記

名 称	真空採血管		真空採血管	
	新規	現行	新規	現行
形 状				
採 取 量	9mL用	10mL用	5mL用・8.5mL用	5mL用・8.5mL用
検 査 項 目	凝固血液、血清で実施する検査(間接クームス・不規則抗体) 血中薬物検査	凝固血液、血清で実施する検査(間接クームス・不規則抗体)	血清で実施する検査	血清で実施する検査
内 容 物	分離剤なし	分離剤なし	分離剤	分離剤
有効期限 (製造後)	1年6ヵ月	2年	12ヵ月	1年6ヵ月

次頁以降の一覧をご参照ください

■ お問い合わせ、ご意見、ご指摘、ご要望先

□ 株式会社 大阪血清微生物研究所





本 社 (06) 6322-4531





奈良支社 (0744) 24-0530





田辺支社 (0739) 22-8740

□ 株式会社 大阪細胞病理研究所

(06) 7634-0360

		容器No. 2		容器No. 3	
名称		グルコース・グリコヘモグロビン		血球	
		新規	現行	新規	現行
形状					
採取量		血液2mL	血液 2mL	血液 2mL	血液 2mL
検査項目		血糖・HbA1c ヘモグロビンF	血糖・HbA1c ヘモグロビンF	末梢血液一般 末梢血液像等	末梢血液一般 末梢血液像等
内容物		EDTA-2Na +フッ化Na	EDTA-2Na +フッ化Na	EDTA-2K	EDTA-2K
有効期限 (製造後)		1年6ヵ月	1年3ヵ月	1年6ヵ月	1年3ヵ月

		容器No. 9		容器No. 13	
名称		EDTA-アプロチニン		EDTA-2K	
		新規	現行	新規	現行
形状					
採取量		血液 3mL	血液 3mL	血液 3mL	血液 2~5mL
検査項目		ANP 他	ANP 他	UGT1A1・EGFR 他	UGT1A1、EGFR 他
内容物		EDTA-2Na +アプロチニン	EDTA-2Na +アプロチニン	EDTA-2K	EDTA-2K
有効期限 (製造後)		1年6ヵ月	1年	1年6ヵ月	1年4ヵ月







		容器No. 60		容器No. 68	
名 称		PCR用真空採血管		クオンティフェロンTB(QFT)	
		新規	現行	新規	現行
形 状					
採 取 量		5mL用	5mL用	血液 5.5mL	血液 6mL
検 査 項 目		HCV核酸定量	HCV核酸定量	クオンティフェロン TB	クオンティフェロン TB
内 容 物		分離剤	分離剤	ヘパリンリチウム	ヘパリンリチウム
有効期限 (製造後)		1年	1年	1年6か月	2年

● 採血用ホルダーの変更について

真空採血管等の変更に伴い、現行の採血用ホルダー及び採血針、ルアーアダプターを変更させていただきます。

新しいホルダー及び採血針は下記のとおり一体型タイプとなります。

旧容器の分離剤入り真空採血管8.5mLと下記の採血針ホルダー付はサイズが合わないため、切り替え時に当該採血管が貴施設に残っている場合は、弊社までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

名称	形状	容器の表記
ルアーアダプターホルダー付 (イエロー)		 22J06 2025-09-30 ルアーアダプター エチレンオキサイドガス滅菌済 使用は一回限り NIPRO
21G 採血針ホルダー付 (グリーン)		 22H26 2025-07-31 21G×1 1/2" (0.8×38mm) エチレンオキサイドガス滅菌済 使用は一回限り NIPRO
22G 採血針ホルダー付 (グレー)		 14C12 2017-02 22G×1 1/2" (0.7×38mm) エチレンオキサイドガス滅菌済 使用は一回限り NIPRO