

染色体検査

染色体

染色体検査の留意事項

- 検査のご依頼にあたって
検査受付日は検査の種類により異なりますので、あらかじめ、検体採取前日までに必ずご連絡ください。（予約検査）
- 検体の採取と検査依頼書
(1) 血液、骨髄液は各々の専用容器を用いて無菌的に採取し、速やかに転倒混和してください。
(2) 染色体検査依頼書に、臨床症状等の必要事項を詳しくご記入ください。
- 血液疾患染色体検査の留意点
(1) 寛解期および細胞増殖抑制効果のある薬剤投与中の患者検体では、分裂像が得られず検査不能となることがあります。
(2) 末梢血液中に幼若細胞 (blast) の出現がみられない場合は、検査不能となります。

コード	検査項目 JLAC10コード	検体量(mL)	容器 (No.)	保存	所要 日数	実施料 判断区分	検査方法	基準値	備考	異常を示す主な疾患
1171	先天異常染色体	ヘパリン血液 3	8	血液冷蔵	8~17	2553 + 397 遺・染	Gバンド		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	【数的異常】ダウン症 (トリソミー症候群) モノソミー症候群 リング症候群など 【構造異常】ターナー症候群 クラインフェルター症候群など 【腫瘍性疾患】悪性リンパ腫 (ML) 急性リンパ性白血病 (ALL) 骨髄性白血病など
1182							Qバンド			
							Rバンド			
1172							Cバンド			
	高精度分染法						高精度分染法		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	
1173	脆弱X染色体 8B260-0000-019-401	ヘパリン血液 3	8	血液冷蔵	15~17	2553 + 397 遺・染	Gバンドによる脆弱X染色体の検出		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	【異常】脆弱X症候群
4212	流産組織染色体検査	流産胎児組織細胞	55 専用容器	室温	30	2553 + 397 遺・染	Gバンド		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	胎児に対する染色体の数や構造の異常の確認
	先天異常 FISH	ヘパリン血液 3	8	血液冷蔵	8~11	2553 遺・染	FISH		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	【異常】バトウー症候群
										【異常】エドワーズ症候群
1298										【異常】ダウン症候群
1295										
1299										【異常】ウイリアムス症候群
1296										【異常】ブラダーウイリ症候群
										【異常】アンジェルマン症候群
										【異常】ミラーディーカー症候群
4216										【異常】22q11欠損症候群
1175	血液疾患染色体 G分染法	ヘパリン血液 5	8	血液冷蔵	10~20	2553 + 397 遺・染	Gバンド		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	【数的異常】ダウン症 (トリソミー症候群) モノソミー症候群・リング症候群など 【構造異常】ターナー症候群 クラインフェルター症候群など 【腫瘍性疾患】骨髄性白血病・悪性リンパ腫 (ML) 急性リンパ性白血病 (ALL) など
1174		骨髄液 1	55 (専用容器)	冷蔵						
1300	血液疾患 FISH	ヘパリン血液 5	8	血液冷蔵	8~11	2553 遺・染	FISH		予約検査 受託可能日:月~金 (要問合せ)	【異常】慢性骨髄性白血病 (CML)
1200		ヘパリン血液 5	8	冷蔵						【異常】急性リンパ性白血病 (ALL) 慢性好中球性白血病 (CNL) 慢性骨髄性白血病 (CML)
		骨髄液 1	55 (専用容器)	冷蔵						



血液学的検査 / 染色体検査